



KlinMak[®]

keep clean

con DiSy disinfettare è semplice



DiSY

MACCHINA PER DISINFETTARE

Semplicità d'uso



DiSy5 & DiSy10

La gamma DiSy, nelle pratiche versioni a Trolley, è la soluzione ideale per erogare su ogni superficie (pavimenti, pareti, porte, armadi, bagni, cucine, tavoli, superficie metalliche, etc...) una soluzione a basso effetto bagnato (microgocce di diametro inferiore a 30 micron) a base acqua, additivata con un disinfettante specifico (es. battericida, fungicida o virucida) in percentuale variabile a seconda dell'obiettivo: decontaminazione-disinfezione o sola igienizzazione.

La nebulizzazione **fine e di forma sferica** consente all'operatore di raggiungere distanze fino a 1,5 m coprendo agevolmente e completamente le superfici da trattare.

Due modelli da 5 e 10 Litri consentono di poter operare in continuo da 30 a 60 minuti coprendo una superficie complessiva da 1.250 a 2.500 mq ; l'alimentazione elettrica avviene con una batteria al Litio in

grado di garantire una operatività da 2 a 4 ore e di potersi ricaricare velocemente.

La trasportabilità e la maneggevolezza sono garantite dalle 4 ruote, una tubazione da 15 metri è a bordo unitamente all'erogatore costituito da una lancia ed un portauelli multiuscite.

Il display è provvisto di un pulsante di attivazione della pompa erogatrice ed un indicatore di carica dello stato di carica della batteria; il caricabatteria è esterno.

L'efficacia del trattamento è garantita da un corretto uso del disinfettante, inteso sia come tipologia (ad es. virucida qualora il principale pericolo sia rappresentato dal coronavirus) e dal tempo di contatto. È consigliabile l'uso di un disinfettante a basso residuo. Attenersi sempre alle indicazioni del fabbricante sia nelle percentuali che nell'uso di D.P.I. in fase di lavoro.

Dati tecnici gamma DiSy

Descrizione	u.m.	DiSy5	DiSy10
Codice		F.600.0	F.650.0
Volume del serbatoio soluzione disinfettante	L	5	10
Produttività oraria max	mq	750	1500
Superficie complessiva trattata x serbatoio	mq	1250	2500
Tempo utilizzo / serbatoio soluzione		fino 30 min	fino a 1h
Erogazione			
Portata totale	ml/min	200	200
Grado di nebulizzazione	micron	max 30	max 30
Distanza di nebulizzazione	mm	0-1500	0-1500
Lunghezza tubazione erogazione	m	15	15
Alimentazione			
Voltaggio	V	24	24
Batterie	tipo 	Lithium 24V -5,6Ah	Lithium 24V -11,2Ah
Caricabatterie	A	2	5
Autonomia e ricarica			
Autonomia di erogazione	h	2	4
Tempo di ricarica batterie	h	2	2
Altri dati			
Livello sonoro	dbA	50	50
Dimensioni imballo	mm	400x500x300	400x600x300
Peso con imballo	kg	12/15	18/24

Partner



KlinMak Srl

Via della Levata 1 | 20084 Lacchiarella (MI) | Italy

Tel. +39 02 892929.1 | Fax +39 02 892929.90

info@klinmak.com | www.klinmak.com