



# KlinMak<sup>®</sup>

keep clean

con Hygeno disinfettare è più facile



## HYGENO

MACCHINA PER DISINFETTARE

## Semplicità d'uso



L'atomizzatore micrometrico Hygeno è la "macchina a spinta" ideale per erogare su ogni superficie (pavimenti, pareti, porte, armadi, bagni, cucine, tavoli, superficie metalliche, etc...) una soluzione a basso effetto bagnato (microgocce di diametro inferiore a 30 micron) a base acqua, additivata con un disinfettante specifico (es. battericida, fungicida o virucida) in percentuale variabile a seconda dell'obiettivo: **decontaminazione-disinfezione e sola igienizzazione**. La nebulizzazione fine e di forma sferica consente all'operatore di raggiungere distanze fino a 1,5 m coprendo agevolmente e completamente le superfici da trattare.

La tanica da 20 litri consente di poter operare in continuo per circa 2 ore coprendo una superficie complessiva fino a 5.000 mq; l'alimentazione elettrica avviene con una batteria al Litio in grado di garantire una operatività fino a 4 ore e di potersi ricaricare velocemente.

Una comoda impugnatura consente di poter trasportare Hygeno con semplicità, allocando nell'apposito vano la tubazione lunga ben 15 metri a cui è collegato l'erogatore costituito da una lancia ed un portagocce multiscute.

Il display è provvisto di un pulsante di attivazione della pompa erogatrice ed un indicatore di carica dello stato di carica della batteria; il caricabatteria è ricoverato a bordo macchine per un rapido utilizzo.

L'efficacia del trattamento è garantita da un corretto uso del disinfettante, inteso sia come tipologia (ad es. virucida qualora il principale pericolo sia rappresentato dal coronavirus) e dal tempo di contatto.

È consigliabile l'uso di un disinfettante a basso residuo. Attenersi sempre alle indicazioni del fabbricante sia nelle percentuali che nell'uso di D.P.I. in fase di lavoro.

### Dati tecnici Hygeno

Descrizione	u.m.	Hygeno
<b>Codice</b>		F.620.0
<b>Resa operativa</b>		
Volume del serbatoio soluzione disinfettante	L	20
Produttività oraria max	mq	3000
Superficie complessiva trattata x serbatoio	mq	5000
Tempo utilizzo / serbatoio soluzione	h	fino a 2
<b>Erogazione</b>		
Portata totale	ml/min	200
Grado di nebulizzazione	micron	max 30
Distanza di nebulizzazione	mm	0-1500
Lunghezza tubazione erogazione	m	15
<b>Alimentazione</b>		
Voltaggio		24V
Batteria	Tipo	 Lithium 24V - 10Ah
Caricabatterie		2A
<b>Autonomia e ricarica</b>		
Autonomia di erogazione	h	4
Tempo di ricarica batterie	h	5
<b>Altri dati</b>		
Livello sonoro	dbA	50
Dimensioni imballo	mm	520x910x1000
Peso senza / con imballo	kg	28/42



Partner

 **KlinMak**<sup>®</sup>  
keep clean

**KlinMak Srl**

Via della Levata 1 | 20084 Lacchiarella (MI) | Italy

Tel. +39 02 892929.1 | Fax +39 02 892929.90

info@klinmak.com | www.klinmak.com